

Instruções de uso

# Auto Fuser K<sup>®</sup>



# Cânula para Infusão

Notificação ANVISA 80299889018

**INDICAÇÃO DE USO:** O AutoFuser K é um sistema dotado de elastômero de silicone e cânulas/tubos para a administração contínua de medicamentos por diversas vias de infusão, como endovenosa, intra-articular, intramuscular, subcutânea ou epidural.

AutoFuser K também é indicado para infusão de medicamentos para analgesia local ou regional e manejo da dor através de infusão perineural, percutânea, epidural e em sítios intraoperatórios. Os reservatórios (elastômeros) possuem capacidade de 100, 150, 250, ou 500 mL. Várias taxas de infusão estão disponíveis, variando de 0,5 mL/hora até 550 mL/hora.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** AutoFuser K não é indicado para a infusão de sangue, hemocomponentes, hemoderivados. Não deve ser utilizado para infusão de soluções viscosas ou oleosas devido ao risco de oclusão.

**ATENÇÃO:** Remova o ar da linha de infusão antes de conectar ao paciente. Não use o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta, ou se as tampas protetoras das extremidades estiverem faltando. Nestes casos, não é possível assegurar a esterilidade. Esterilização por óxido de etileno. Antes de utilizar, leia as instruções de uso.

**MATERIAIS DE FABRICAÇÃO:** Os seguintes componentes são fabricados com policarbonato: capa protetora, corpo da capa do infusor; conector, porta de injeção, conector luer macho.

Os seguintes componentes são fabricados em plástico ABS: capa da porta de injeção, clamp. Balão/elastômero de silicone. Cânula/linha de infusão fabricada em PVC/TOTM.

Filtro de ar de 5µm fabricado em acrílico e polietersulfona (supor)hidrofílico. Restritor de fluxo fabricado com vidro.

**CUIDADOS:** Algumas soluções podem ser incompatíveis com o silicone do elastômero e o PVC/TOTM da cânula/linha de infusão. Antes do uso, verifique a compatibilidade e a estabilidade físico-química dos medicamentos com relação a tais materiais. Não utilizar durante imersão como banhos, piscinas e banheiras.

**ARMAZENAMENTO:** Temperatura ambiente e protegido da incidência de luz solar direta. Este é um produto estéril, de uso único, não devendo ser reprocessado.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Auto Fuser K	100 mL	150 mL	250 mL	500 mL
Volume residual (mL)	5	7	10	15
Volume mínimo para preenchimento (mL)	80	120	200	400
Precisão com relação ao tempo de infusão (%)	10	10	15	15
Volume máximo (mL)	105	155	280	555


Para outros modelos consulte informações através do [sac@bmmmedical.com.br](mailto:sac@bmmmedical.com.br)

**CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO:** O sistema de infusão AutoFuser K foi calibrado com (i) soro fisiológico como diluente; (ii) temperatura ambiente de 25°C; (iii) restritor de fluxo em contato com a pele (32°C) como ambiente operacional e (iv) sistema de infusão na altura do acesso vascular. O uso de outros diluentes ou de temperaturas operacionais diferentes dos aqui especificados alterará a taxa de infusão.


**DURANTE A INFUSÃO:** O sistema de infusão deve ser inspecionado periodicamente para verificar o andamento da infusão. Para tanto, observe a posição do elastômero nas marcas graduadas da cobertura externa. A posição do balão será alterada ao longo do tempo. As marcas graduadas também indicam o volume aproximado de fluido no interior do sistema de infusão.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Confira a especificação do sistema de infusão (taxa de fluxo e volume) antes de utilizar. Utilize técnica asséptica.




2. Abra a tampa da porta de injeção, o clamp e a tampa do luer lock distal.



3. Utilizando uma seringa (sem agulha), preencha o reservatório com a solução desejada, repetindo quantas vezes forem necessárias...




4. Feche a tampa da porta de injeção e confirme se a linha de infusão e o filtro estão preenchidos e livres de ar.



5. Preencha todo o tubo com o fluido até que uma gota seja observada no luer lock macho e todo o ar tenha sido removido. Confirme o funcionamento adequado ao observar a ausência de bolhas, a formação de gota no luer distal e a ausência de vazamentos.

\*Para que o filtro de ar funcione adequadamente, é recomendado segurar o filtro com a ponta da seta para cima durante o preenchimento da linha com fluido.



6. Feche os clamps e devolva a tampa luer lock.

7. Depois de conferir que todo o ar foi removido, conecte ao paciente e abra o clamp para o início da infusão.

\*Bolha de ar no balão ou acima dele será automaticamente removido pelo filtro.



Manter  
seco



Proteger  
do calor



Não utilizar se a  
embalagem  
estiver danificada



Limite  
superior de  
temperatura



Não  
contém  
DHP



Não  
reutilizar



Não  
reesterilizar



Não  
pirgênico



Não contém  
Látex



Cuidado

**Importado e Distribuído por: BMR Medical S.A.** | BR. 116, nº 1440,  
Km 1,4 - Campina Grande do Sul - Paraná - Brasil  
CEP 83430-000 | +55 (41) 3093-3900 | [www.bmrmedical.com.br](http://www.bmrmedical.com.br)

**Farmacêutica Responsável Técnica:**  
Patricia Zancanella CRF/PR 13.683

STERILE EO

Proibido  
reprocessar



ACE Medical Co., Ltd. Endereço da unidade fabril: 33,  
Naeyoo-Road 124, Deogyang-GU Gayang-Si,  
Gyeonggi-Do, Coréia do Sul.

ACE05R01-00 08/08/2022